

Morpho 5

软件 license 获取方法


上海复享光学股份有限公司

上海市国定东路 200 号 4 号楼, 200433


Tel: 400-001-5685

Web: www.ideaoptics.com


1. 右击 Morpho 5 图标，点击“打开文件所在的位置”选项




2. 找到 GetStationMessage.exe，并双击打开



3. 点击生成。



4. 为 StationMessage 文件选择一个保存路径并保存。





5. 去保存好的路径查看生成的文件。



6. 复制链接地址：

<https://ideaoptics.feishu.cn/share/base/form/shrcnzY8ijTmA2nQMRdqbfh8Nkb>

填写信息

7. 填写样式如下，需填写您的真实信息，产品型号和产品序列号需要查看光谱仪上的贴纸，

点击提交。

软件许可申请

* 单位全称



* 联系人

* 联系电话

* 邮箱

* 产品型号



* 产品序列号


8. 稍后，工程师收到申请信息后，将向您发送 license 文件至以上表格中登记的邮箱或电话直接联系您。（如有加急需求，请主动联系销售工程师）




9. 右击 Morpho5 图标，点击“打开文件所在的位置”选项，找到 config 文件夹。



10. 将销售工程师提供的 license.bin 放入 config 文件夹中。



11. 点击替换，即可获得永久使用权限。



*以上步骤如有任何疑问，请致电 400-001-5685 咨询。